

Mesure 2

Isoler tout cheval suspect

L'isolement est l'un des leviers les plus efficaces pour limiter la propagation d'une maladie contagieuse.

Dès l'apparition des signes cliniques (fièvre, toux, jetage, abattement, diarrhée, troubles neurologiques...), il ne faut pas attendre un diagnostic confirmé pour agir.

Mettre le cheval à l'écart sans délai.



Installer le cheval dans un box ou paddock séparé, éloigné des autres équidés.



Ne pas le déplacer vers un autre site.



Prévoir une zone clairement identifiée.



Organiser une gestion stricte

Un isolement rapide permet souvent d'éviter qu'un cas individuel ne devienne un foyer dans la structure.

Contactez immédiatement le vétérinaire.

Seul un examen clinique, complété si besoin par des prélèvements, permet d'établir un diagnostic précis.

En cas de suspicion :

- Maintenir l'isolement
- Surveiller les autres chevaux
- Appliquer les premières mesures de biosécurité

Si une maladie contagieuse est confirmée (grippe, rhinopneumonie, gourme...), le vétérinaire pourra recommander :

- La prolongation de l'isolement
- La prise de température quotidienne de tout l'effectif
- La suspension temporaire des mouvements
- Le renforcement des protocoles de nettoyage et de désinfection
- La mise en place d'un circuit de soins spécifique

Ces mesures doivent être appliquées rigoureusement, même si un seul cheval est atteint.

Mesure 2

Isoler tout cheval suspect



Prendre la température
matin et soir pour suivre l'évolution.



	TEMPÉRATURE (°C)
MATIN	37,8
SOIR	37,6



S'occuper du cheval isolé en dernier.



Utiliser du matériel exclusivement dédié
(seau, licol, longe, thermomètre, matériel de pansage).



Limiter les intervenants
au strict nécessaire.



Se laver soigneusement les mains et désinfecter
le matériel après chaque manipulation.



Mesure 2

Isoler tout cheval suspect



Prendre la température de son cheval.

La température se prend par voie rectale avec un thermomètre digital propre. La fièvre est souvent le premier signe d'une maladie contagieuse. La détecter tôt permet de protéger l'ensemble de la structure.

1 Installer le cheval au calme.



2 Se positionner sur le côté, près de la hanche.



3 Lubrifier l'embout.



4 Introduire doucement le thermomètre jusqu'au signal sonore.



5 Lire la valeur.



6 Nettoyer et désinfecter après usage.



Comment interpréter la température ?



NORMALE

37,5 °C à 38,2 °C



**AU-DESSUS
DE 38,5 °C
FIÈVRE**



**AU-DESSUS
DE 39 °C
FIÈVRE IMPORTANTE,
AVIS VÉTÉRINAIRE
RECOMMANDÉ**

